



BETA-HCG (İDRAR)

Diğer adı ve kısaltma: Gebelik testi (idrar), β -hCG.

Kullanım amacı: Klinik uygulamada, gebelik teşhisi amacıyla kullanılır.

Genel bilgiler:

- Beta-HCG hakkında genel bilgiler için Bk. BETA-HCG (SERUM).

Test sonucunun yorumu:

- İmplantasyondan hemen sonra hCG üretimi başlar. İdrarla atılan hCG konsantrasyonunun implantasyondan 6 gün kadar sonra, çok hassas yöntemlerle tespit edilebilecek konsantrasyona ulaştığı bildirilmektedir. Analiz sonucunda elde edilen pozitif neticelerin her zaman anlamlı olmasına karşın, beklenen adet gününden önce elde edilen negatif neticeler ihtiyatla değerlendirilmez.
- Beklenen adet gününden önce alınan veya ileri derecede dilüe numunelerden yapılan çalışmalardan yalancı negatif netice elde etme olasılığının bulunduğu unutulmamalıdır.

Numune: Spot idrar (sabah ilk idrar tercih edilir). Minimum 2 mL. Yalancı negatiflik olasılığını azaltmak amacıyla, numunenin beklenen adet gününün üzerinden en az 3 gün geçtikten sonra alınması tercih edilmelidir.

Çalışma yöntemi: İmmünokromatografi

Referans değer: (Gebe olmayanlarda) Negatif